

Zasady pielęgnacji Mikroejunostomii

Informacje i zalecenia

Mikroejunostomia

to sztucznie wytworzona przetoka do jelita cienkiego, która umożliwia podaż specjalnych produktów żywienia. Wymaga ona szczególnej opieki z zachowaniem zasad aseptyki.

Szczegółowe zasady pielęgnacji

Przed przystąpieniem do codziennej pielęgnacji mikroejunostomii należy zaopatrzyć się w miskę z ciepłą wodą i mydłem, kompresy jałowe, środek dezynfekcyjny zlecony przez lekarza, nożyczki, plaster, pojemnik na odpady, rękawiczki.

Po przygotowaniu całego zestawu należy wykonywać kolejne czynności:

- dokładne umycie i osuszenie rąk,
- założenie rękawiczek,
- ułożenie pacjenta w wygodnej pozycji leżącej,
- odsłonięcie drenu i ostrożne usunięcie poprzedniego opatrunku,
- sprawdzenie mocowania i ułożenia zgłębnika (czy nie został przypadkowo wysunięty),
- sprawdzenie przymocowania mikroejunostomii do powłok brzusznych (usunięcie szwów może skutkować przypadkowym usunięciem dostępu),
- umycie miejsca przetoki wodą z mydłem, wykonując ruchy okrężne od środka na zewnątrz tak aby pozostawić czyste pole wokół przetoki o średnicy 7 – 10 cm,
- odkażenie miejsca dostępu środkiem antyseptycznym,
- zabezpieczenie drenu mikroejunostomii opatrunkiem z jałowej gazy i umocowanie przylepcem.



- Należy pamiętać, aby obserwować skórę wokół przetoki pod kątem zaczerwienienia, wycieku treści surowiczej lub ropnej (mogą to być objawy zakażenia)!
- Należy zapobiegać niedrożności przez przepłukiwanie każdorazowo przed i po podaniu żywienia, leku oraz po każdej przerwie!